

# マーモセット 4 個体用飼育測定ケージ

## TPM-M4L2

マーモセット4頭を飼育することができるケージです。ドア2面・壁2面・ステップ・狭体は透明アクリル製で、ビデオカメラあるいは3-D デプスセンサーで撮影・記録することができます。




### ■材質：

正面ドア左右各 1 枚・背面ドア左右各 1 枚・狭体左右各 1 枚・壁 2 面  
・ステップ 2 個・中央仕切板 = 格子なし透明アクリル  
天井面 = ステンレス製格子  
床 = ステンレス製スノコ

### ■付属品：

アルミ汚物トレイ 1 個  
給水部品 2 組（吊下タンク・シリコンホース・ガードコイル・O クリップ付スパウト）  
木製φ30mm 丸棒 2 個  
探索餌箱 4 個  
ステンレス製キャスター付台 1 台



2021年9月現在

製造販売元

## 小原医科産業株式会社

〒165-0022東京都中野区江古田4-28-16

TEL 03-3389-2451

FAX 03-3389-2453